


Pracovní list

Předmět: Chemie

Ročník: osmý

Opakování vzdělávacího celku: Vzduch, kyselá dešť, pH



Univerzální indikátorové papírky jsou napuštěny směsí několika indikátorů, a proto se mohou zbarvovat tolika barvami. Jde o barviva, která v určitém rozmezí reagují na změnu pH změnou barvy.

Měření pH pomocí univerzálních indikátorových papírků nebo tekutých indikátorů není přesné. K přesnému měření v chemických laboratořích slouží elektronické přístroje tzv. **pH-metry**.

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 104 - 105

Vypracovala: Stanislava Urubková